

カスタムオリゴ合成(GMO用) 依頼書 1

ご記入済みの合成依頼書を和光純薬工業株式会社または同社代理店の営業担当者にお渡しください。

説明事項	内容
参考文献	「組換えDNA技術応用食品の検査方法について」(平成13年3月27日付食発110号) (補足)食安発0803第8号 参考検査法「遺伝子組換えトウモロコシ系統判別マルチプレックス定性PCRの検査」
精製グレード	逆相HPLC精製
仕様	(形状) TE溶液、(濃度) 50 μM、(容量) 90 μL、(保存) -20℃保存
希望納入価格	9,600円

●お客様情報

ご依頼日: 年 月 日

ご依頼者

氏名

ご所属:

ご住所: 〒

TEL:

FAX:

●ご注文配列情報

標的名称	配列名	塩基配列	注文本数
NK603	M810 1-5'	5'-GAG TTT CCT TTT TGT TGC TCT C-3'	
	NK603 1-3'	5'-GCT GCT TGC ACC GTG AAG-3'	
Event176	Event176 1-5'	5'-GTA GCA GAC ACC CCT CTC CAC A-3'	
	cryIA 1-3'	5'-TCG TTG ATG TTK GGG TTG TTG TTC-3'	
T25	T25 2-5'	5'-GGC ATG ATG TTG GTT TTT GGC AAA G-3'	
	T25 2-3'	5'-AAT TCG AGC TCG GTA CCC CT-3'	
GA21	GA21 1-5'	5'-ACG GTG GAA GAG TTC AAT GTA TG-3'	
	GA21 1-3'	5'-TCT CCT TGA TGG GCT GCA-3'	
MON863	M863 1-5'	5'-GAT GAC CTG ACC TAC CAG A -3'	
	M863 1-3'	5'-GCA CAC ACA TCA ACC AAA TT -3'	
MON810	M810 1-5'	5'-GAG TTT CCT TTT TGT TGC TCT C-3'	
	cryIA 1-3'	5'-TCG TTG ATG TTK GGG TTG TTG TTC-3'	
ssIIb	ssIIb 1-5'	5'-CTC CCA ATC CTT TGA CAT CTG C -3'	
	ssIIb 1-3'	5'-TCG ATT TCT CTC TTG GTG ACA GG -3'	
TC1507	TC1507 1-5'	5'-TTG ACA GGT TTG AGT TGA TTC CAG-3'	
	TC1507 1-3'	5'-CCA AGA ACT CAT GTT AGT CGC AA -3'	
Bt11	Bt11 1-5'	5'-CCA TTT TTC AGC TAG GAA GTT C-3'	
	cryIA 1-3'	5'-TCG TTG ATG TTK GGG TTG TTG TTC-3'	
合計注文本数			

●ご意見・ご要望

～ 和光記入欄 ～

通し番号: _____

ご担当: _____

代理店名: _____