

平成 22 年 5 月 17 日

お客様各位

株式会社ニッポンジーン
研究試薬部 学術営業課
TEL 076-451-6548

Diagenode 社 Low Cell# ChIP Kit 仕様変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、Diagenode 社において「Low Cell# ChIP Kit」の仕様変更が行われ、平成 22 年 5 月販売分より、新仕様でのご提供となりました。旧仕様製品をご愛顧いただいておりますお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

Code No.	製品名	容量	希望納入価格
311-80761	Low Cell# ChIP Kit (Diagenode 社)	16 回用	89,000 円

2. 変更点

(1) キット構成品の変更点 (別紙 1)

- ・「DNA purifying slurry」と「PCR-grade H₂O」が「DNA isolation buffer」に変更。
- ・「Human SAT 2 primer pair」が「TSH2B primer pairs」に変更。
- ・日本語マニュアル、日本語簡易マニュアルは新仕様製品から添付されず、英語版マニュアルのみ添付。

(2) プロトコールの変更点 (別紙 2)

- ・「ステップ 6-DNA 精製」プロトコールが、「DNA isolation buffer」を用いて DNA を抽出するプロトコールに変更。

3. 実施時期 平成 22 年 5 月販売分より新仕様でのご提供となります。

4. その他

- ・本仕様変更に伴うコード番号、希望納入価格の変更はございません。
- ・本件についてご質問やご要望などございましたら、販売店もしくは弊社営業担当者へお問い合わせください。

以上


(別紙 1) キット構成品の変更

- ・「DNA purifying slurry」と「PCR-grade H₂O」が「DNA isolation buffer」に変更。
- ・「Human SAT 2 primer pair」が「TSH2B primer pairs」に変更。

旧仕様	新仕様
Buffer A	Buffer A
Buffer B	Buffer B
Buffer C	Buffer C
1.25M Glycine	1.25M Glycine
Protease Inhibitor mix (P.I. 200x)	Protease Inhibitor mix (P.I. 200x)
Protein A-coated paramagnetic beads	Protein A-coated paramagnetic beads
Negative Ctrl IgG from rabbit	Negative Ctrl IgG from rabbit
Proteinase K	Proteinase K
PCR tube strips	PCR tube strips
PCR strip caps	PCR strip caps
Human c-fos promoter primer pair	c-fos promoter primer pair
Human myoglobin exon 2 primer pair	Myoglobin exon 2 primer pair
DNA purifying slurry	—
PCR-grade H₂O	—
Human SAT2 primer pair	—
—	DNA isolation buffer (DIB)
—	TSH2B primer pair

(別紙2) プロトコールの変更

旧プロトコール (操作時間:約2時間)



新プロトコール (操作時間:約1時間)

