

ChIP 解析をたった一日で！

OneDay ChIP Kit

OneDay ChIP Kit は、クロマチン免疫沈降で通常 2~3 日間かかる工程（抗体反応~DNA 精製）をわずか 4 時間に短縮することができるキットです。そのため、細胞の回収から PCR まで従来 3 日間必要であった ChIP 解析を、たった 1 日で終わらせることができます。

製品名	Code No.	容量	希望納入価格
OneDay ChIP Kit	313-80461	60回用	¥ 66,000

製造元: Diagenode 社


- ▶ 超音波ウォーターバス*の利用で抗体反応~免疫沈降までを約 2 時間に！
- ▶ DNA 精製 (脱クロスリンク工程含む) を 2 時間に！
- ▶ フェノクロ抽出、エタ洗精製が不要！

*超音波ウォーターバス「BRANSONIC 3510」(Branson 社) が必要です。
超音波ウォーターバスを使用しない場合、抗体反応のみ従来の反応時間が必要です。

キット内容

- ChIP buffer (5 ×)
- Protease Inhibitor mix (P.I.200 ×)
- Antibody binding beads (Protein A coated beads)
- Negative Control IgG from rabbit
- 5% BSA
- DNA purifying slurry
- Proteinase K
- PCR-grade H₂O

所要時間



所要時間	通常プロトコール	オーバーナイト + 1.5 時間	6.5 時間 ~ オーバーナイト
	OneDay ChIP Kit	約 2 時間	バッファー準備 10分間 免疫セレクション 30分間 遠心 10分間 免疫沈降 30分間 ビーズ洗浄 50分間

だから 1 日で ChIP 解析が終了します！



希望納入価格に消費税は含まれておりません。

和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪府大阪市中央区道修町3-1-2
 支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-5-13
 TEL : 0120-052-099
 FAX : 0120-052-806
 E-mail : labchem-tec@wako-chem.co.jp
 URL : http://www.wako-chem.co.jp

株式会社ニッポンジーン

〒930-0834 富山県富山市問屋町1-8-7
 TEL : 076-451-6548
 FAX : 076-451-6547
 E-mail : info@nippongene.com
 URL : http://www.nippongene.com

取り扱い代理店