

¥24/反応 驚愕のコストパフォーマンス!!

大特價キャンペーン



キャンペーン期間：2021年6月14日(月)～8月31日(火)

リアルタイムPCR用マスターミックス(2×濃度) GeneAce qPCR Mix シリーズ

- 高い特異性と増幅効率
- SNPジェノタイピング実験に使用可能(プローブ検出系)
- UNGを別途添加してキャリアオーバー防止処理が可能(プローブ検出系)




▶ 圧倒的なコストパフォーマンス!

	キャンペーン中は	キャンペーン終了後も
50 μL反応系 →	¥60/反応	¥120/反応
20 μL反応系 →	¥24/反応	¥48/反応


▶ 実験データ

GeneAce SYBR® qPCR Mix α Low ROX と他社製品の比較



ISOGEN II (Code No. 311-07361)を用いてHeLa細胞から抽出したTotal RNAからcDNAを合成し、本品の推奨PCRサイクル条件にて増幅鎖長179 bp(Human GUSB)のリアルタイムPCRを行い、A社製品と増幅効率を比較した。また、融解曲線解析より非特異的産物の有無を確認した。

GeneAce Probe qPCR Mix II を用いたSNPジェノタイピング



GeneAce Probe qPCR Mix II と FAMおよびVIC色素を使用した TaqMan MGBプローブ検出系試薬を用いて、31サンプルのヒト血液から抽出したゲノムDNAを鑄型にして(各2.5 ng/10 μl反応系)、β3AR遺伝子をターゲットにSNPジェノタイピング解析を行った。

Code No.	製品名	容量	希望納入価格	キャンペーン価格
SYBR® Green I 検出系				
319-07683	GeneAce SYBR® qPCR Mix α	300 反応用 (50 μl 反応系) *1	¥36,000	¥18,000
316-07693	GeneAce SYBR® qPCR Mix α Low ROX	300 反応用 (50 μl 反応系) *1	¥36,000	¥18,000
319-07703	GeneAce SYBR® qPCR Mix α No ROX	300 反応用 (50 μl 反応系) *1	¥36,000	¥18,000
蛍光標識プローブ検出系				
313-08823	GeneAce Probe qPCR Mix II	200 反応用 (50 μl 反応系) *2	¥24,000	¥12,000
蛍光標識プローブ検出系 (キャリアオーバー対策)				
317-09041	Uracil-DNA Glycosylase (UNG)	100 ng	¥32,000	¥22,400
314-09051	GeneAce Probe qPCR Mix II with UNG	1 Set *3	¥51,000	¥33,150

*1 750 反応用 (20 μl 反応系) *2 500 反応用 (20 μl 反応系) *3 GeneAce Probe qPCR Mix II (200反応用) と UNG (100 ng) のセット品

50%OFF

50%OFF

30%OFF

35%OFF

初回検討用サンプルもございます。詳細は裏面へ!

サンプル依頼用紙

GeneAce qPCR Mix シリーズをぜひお試しください。無償サンプルをご希望の方は下記手順に従ってご応募ください。本依頼用紙はニッポンジーン キャンペーンWEBページからも入手可能です。

Step 1：希望する製品のサンプル依頼列のボックスに ✓ をつけてください。(最大2種類)

品名	サンプル依頼
< SYBR [®] Green I 検出系 > GeneAce SYBR [®] qPCR Mix α	<input type="checkbox"/> 対応機種 ①
GeneAce SYBR [®] qPCR Mix α Low ROX	<input type="checkbox"/> 対応機種 ②
GeneAce SYBR [®] qPCR Mix α No ROX	<input type="checkbox"/> 対応機種 ③
< 蛍光標識プローブ検出系 > GeneAce Probe qPCR Mix II	<input type="checkbox"/> 対応機種 ①②③

※ご提供できるサンプルには限りがあります。同研究室内で多数のご応募をいただいた場合、ご提供できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
※ご提供予定のサンプル包装は、GeneAce SYBRシリーズは60回用包装、GeneAce Probe qPCR Mix II は50回用包装です。(包装単位は50 μ l反応系での使用回数です)
※表にないリアルタイムPCR装置についてはお問い合わせください。
※SYBR[®] は、Thermo Fisher Scientific社の登録商標です。

リアルタイムPCR装置(プレートタイプ)

対応機種 ①

ABI - StepOnePlus[™]
ABI - GeneAmp[®] 5700
ABI - Prism[®] 7000/7300/7700/7900HT

対応機種 ②

ABI - Prism[®] 7500
ABI - ViiA[™] 7
ABI - QuantStudio[®]
Stratagene/Agilent - Mx3000P/Mx3005P/Mx4000

対応機種 ③

BioRad - CFX384/CFX96
BioRad - DNA Engine Opticon[®] 1&2
BioRad - iCycler/iQ 5/My iQ/Chromo4
Roche - LightCycler[®] Nano/LC96/LC480
TaKaRa - Thermal Cycler Dice[®]
Qiagen - Rotor-Gene 2000/3000/6000/Q

Step 2：アンケートにご回答ください。

ニッポンジーンでは各種キャンペーンや新製品情報をメールマガジンで配信しています。配信を希望されますか。

配信を希望する

配信を希望しない / 既に登録している

Step 3：お客様の情報をご記入ください。

所属			
氏名		販売代理店	
E-mail		TEL	
自由記入欄	(ご使用中の試薬・装置およびメーカー名など)		

Step 4：依頼用紙のコピーまたはPDFを富士フイルム和光純薬(株)または同社販売代理店へお渡しください。

- 本文に記載しています試薬は、試験・研究の目的に使用されるもので、「医薬品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税などが含まれておりません。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

製造元 **株式会社ニッポンジーン**

〒930-0834 富山市問屋町二丁目7番18号
TEL: 076-451-6548 FAX: 076-451-6547
URL: <https://www.nippongene.com>

販売元 **富士フイルム 和光純薬株式会社**

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL: 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL: 03-3270-8571 (代表)
フリーダイヤル 0120-052-099 フリーファックス 0120-052-806