

令和7年7月吉日

お客様各位

株式会社ニッポンジーン

## Agarose S 規格変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社製品の「Agarose S」につきまして、誠に勝手ながら次回製造ロットより規格を変更いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

尚、規格変更に伴う価格、及びコード番号の変更はございません。

この度は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### I 対象製品

製品名	Code No. (容量)
Agarose S	312-01193 (100 g) , 318-01195 (500 g) , 313-90231 (1 kg) , 316-01191 (5 g)

#### II 変更内容

	変更後 (変更点は赤文字)	変更前
ゲル強度	$\geq 1,200 \text{ g/cm}^2 (1.5\%)$	$\geq 1,200 \text{ g/cm}^2 (1.5\%)$
融点	$\leq 92^\circ\text{C} (1.5\%)$	$\leq 90^\circ\text{C} (1.5\%)$
ゲル化温度	$38\sim 40^\circ\text{C} (1.5\%)$	$37\sim 39^\circ\text{C} (1.5\%)$
硫酸含量(SO <sub>4</sub> )	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$
水分含量	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
電気浸透度(-Mr)	$\leq 0.1$	$\leq 0.1$
ロット番号※	先頭2桁が「38」以上 例: 38XXXX	先頭2桁が「37」以下 例: 37015C, 36024G

※ ロット番号は「数字5桁+アルファベット1文字」で構成されております。

#### III 変更開始時期 2025年9月中下旬より

在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

#### IV お問い合わせ先 株式会社ニッポンジーン

TEL 076-451-6548 (平日 9:00-12:00, 13:00-17:00)

以上