



Agarose HS

I. 製品説明

本品は、ゲル強度を強化したスタンダードタイプのアガロースです。サザンプロテティングなどに適しています。

II. 保存

室温

III. 規格

ゲル強度	$\geq 1,600 \text{ g/cm}^2$ (1.5%)
融点	$\leq 93^\circ\text{C}$ (1.5%)
ゲル化温度	$37\sim 39^\circ\text{C}$ (1.5%)
硫酸含量 (SO ₄)	$\leq 0.1\%$
水分含量	$\leq 10\%$
電気浸透度 (-Mr)	≤ 0.1

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。