

Agarose S

製品説明:

本品は、核酸フラグメントの電気泳動用アガロースです。

保存:

室温

規格:

ゲル強度	$\geq 1,200 \text{ g/cm}^2$ (1.5%)
融点	$\leq 92^\circ\text{C}$ (1.5%)
ゲル化温度	$38 \sim 40^\circ\text{C}$ (1.5%)
硫酸含量 (SO_4)	$\leq 0.1\%$
水分含量	$\leq 10\%$
電気浸透度 (-Mr)	≤ 0.1

お問い合わせ先:

株式会社ニッポンジーン

〒930-0834 富山県富山市問屋町二丁目 7 番 18 号

TEL 076-451-6548

URL <https://www.nippongene.com/siyaku/>

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。

医薬品の用途には使用しないで下さい。