

ColE1 DNA

I. 製品説明

本品は、大腸菌内で安定に複製保持されるプラスミド DNA です。

II. 保存

-20°C

III. 起源

Plasmid ColE1 を保持した *E. coli* JC411

IV. DNA サイズ

6,646 bp

V. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)

1 mM EDTA

VI. 品質試験

- 1) スクレアーゼコンタミ試験
- 2) 制限酵素切断試験

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。