

Lambda DNA

I. 製品説明

本品は、バクテリオファージ λ (cl₈₅₇Sam7) から単離された二本鎖 DNA です。

II. 保存

-20°C

III. 起源

バクテリオファージ λ (cl₈₅₇Sam7) を溶原化した *E.coli*

IV. DNA サイズ

48,502 bp

V. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)

1 mM EDTA

VI. 品質試験

- 1) アルカリ電気泳動試験
- 2) ヌクレアーゼコンタミ試験
- 3) 制限酵素切断試験

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。